

COMPENDIUM DES ANALYSES MEDICALES



Historique	
Version	Commentaires
17	Ajout des analyses DAO, Kétamine, Protéine sérum amyloïde A (SAA). Modification du tube pour vitesse de sédimentation

Analyse	Prélèvement	Autre prél. possible	Modalités spéciales	Conditions de conservation/ transport AVANT ANALYSE	Sous traité?	Labo sous traitant	Délai de réalisation	Délai d'ajout	Volume requis	Date de mise à jour
11-desoxycortisol	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	max. 8 jours	1 jour - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
17-OH Progestérone	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.	2 jours - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
17-OH Progestérone BB	sang séché sur fiche (buvard)	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1x/sem 14j max.			1-01-2019
2,5-hexanedione (métab hexane)	Urines 20 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 10j max.			1-01-2019
5-HIAA	Urines de 24H acide (+HCL)	-	-	Conservé réfrigéré (2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.	15 jours si à - 20 °C		1-01-2019
6-P-gluconate deshyd	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 14j max.			1-01-2019
6-thioguanine (6-TGN) IMURAN	EDTA 10 ml	2 EDTA	-	conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	1x/sem 14j max.			1-01-2019
7-déhydrocholestérol (syndrome SLOS)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	Sur demande			1-01-2019
a- lactalbumine (RAST)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/i 48h max.	10 jours - Frigo (2-8°C) / 8 mois à - 20 °C		1-01-2019
Ac anti-ADAMTS 13	2 tubes citratés	-	-	voir fiche spécifique classeur colis	O	Erasme	5j max.			1-01-2019
Ac anti-Aq soluble du foie (sla)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-Amibe (Entamoeba histolytica)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Ascaris	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	Erasme	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Bartonella (ariffe de chat) IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-beta2 GP1	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.		500 µl	1-01-2019
Ac anti-Bordetella pertussis (coqueluche)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	ISP	21 max.	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Borrelia (Lyme) IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Brucella (réaction de Wriaht)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Campylobacter IaA/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Candida albicans	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem			1-01-2019
Ac anti-cardiolipine IgG + beta2 GP1	sec	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé.	O	CHU Liège	1x/sem. 5j max.	1 mois conservé à - 80 °C / 2 semaines à - 20°C	500 µl	10-09-2019
Ac anti-CCP	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N					1-01-2019
Ac anti-cellules de Purkinje	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-cellules pariétales (muqueuse gastrique)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-Chlamydia spp. IaA/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-CMV IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-cochlée	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	21 max.			1-01-2019
Ac anti-COVID19 IaG (SARSCOV2)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours	7 jours (1 an si sérothèque)		30-12-2020
Ac anti-Coxsackies et échovirus IaA/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Taenia solium (cysticercose)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	IMT	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-cytoplasme neutrophiles	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-cytosol	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1-2x/sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-Delta	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	ST LUC	14j max.			1-01-2019
Ac anti-Denque IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-DNA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-EBV IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Echinococcus	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-ENA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-endomysium (voir anti-transglutaminase)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-facteur 8 (voir anticoagulant acquis)	citrate	-	-	Centrifuger-Décanter- Congeler	O	CHU Liège	2-3x/sem. 3j max.			1-01-2019
Ac anti-facteur intrinsèque	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2sem 28j max.			1-01-2019
Ac anti-Fasciola hepatica	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	IMT	1-2x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-GAD	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/mois	14 jours si à -20°C		1-01-2019
Ac anti-gangliosides	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 14j max.			1-01-2019
Ac anti-gliadine IgA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-gliadine IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-granulocytes	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège Transfusion	1x/mois			1-01-2019
Ac anti-HAV IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Hantavirus	sec	-	-	Décanter et congeler.	O	UZ Leuven	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HBe	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HBs	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Helicobacter pylori	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-héparine (-PF4)	Hépariné	-	-	Décanter et congeler.	O	CHU Liège	1j max.	1 mois conservé à - 80 °C / 2 semaines à - 20°C		10-09-2019
Ac anti-HAV totaux	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HBc	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HBc IgM	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HCV	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Hépatite E (HEV)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Hernès I et II IaM/IaG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HIV	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les iours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-HLA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège Transfusion	1x/sem.	72 h si centrifugé sinon 24 heures (avec gel)		1-01-2019
Ac anti-Hu (voir anti-neurones)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-hypophyse	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	LUX	ND			1-01-2019
Ac anti-ilots de Langerhans	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 31j max.			1-01-2019
Ac anti-Influenza	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-insuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/mois	14 jours si à -20°C		1-01-2019
Ac anti-JO1	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-kératine (voir -CCP)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-LDL oxydées	sec	-	-	Décanter et congeler.	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.		500 µl	12-09-2019
Ac anti-Leptospira	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	IMT	4x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Listeria	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	5i max.	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-LKM	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019

Ac anti-MAG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/mois	7 jours - Frigo (2-8°C) puis à -20 ou - 80 °C.		13/062023
Ac anti-membrane glomérulaire	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.			1-01-2019
Ac anti-membrane tubulaire	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-Mitochondrie	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-MPO	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	15 jours si à – 20 °C		1-01-2019
Ac anti-muqueuse gastrique	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-muscle lisse (anti-actine)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-muscle strié	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-myéline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-myocarde	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/15j.			1-01-2019
Ac anti-neurones	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	31j max.			1-01-2019
Anticorps anti-neurones (screening ± Dot)	-	LCR	LCR	T° ambiante jusqu'au labo puis frigo : 2-8°C	O	CHU Liège	14j	7 jours - Frigo (2-8°C) puis à -20 ou - 80 °C.	100 µL	25-05-2022
Ac anti-nucléaires	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-Oreillons	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-ovaires	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	31j max.			1-01-2019
Ac anti-p24	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège Transfusion	1x/jour 7j max.			1-01-2019
Ac anti-peau	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	14j max.			1-01-2019
Ac anti-peptides citrullinés (CCP)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-PF4 héparine	citrate	-	-	Centrifuger-Décanter- Congeler	O	CHU Liège	1x/jour			1-01-2019
Ac anti-PLA2R récepteurs phospholipase A2	sec	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2022
Ac anti-plaquettes	EDTA	sec	Prélever les deux: 1 EDTA et 1 tube sec	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège Transfusion	3 jours			1-01-2019
Ac anti-Pneumocoque	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	Erasmus	3 mois	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-PO (cochlée)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7j max.			1-01-2019
Ac anti-PR3	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	15 jours si à – 20 °C		1-01-2019
Ac anti-récepteurs acétylcholine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	LUX	3 semaines			1-01-2019
Ac anti-récepteurs TSH	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/jour 48h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ac anti-Ri , CV2 ou CRMP5, APCA-2, Ma1, Ma2 ou Ta, ANNA-3, anti-amphiphysine (voir anti-neurones)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-Rickettsies	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	IMT	2x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Rougeole	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Rubéole IgM/IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-saccharomyc cerevisiae (ASCA)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1-2x/sem. 14j max.			1-01-2019
Ac anti-Schistosome	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	IMT	1-2x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-serum de pigeon	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-SLA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-spermatozoïdes	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	Erasmus	ND			1-01-2019
Ac anti-surrénales	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	31j max.			1-01-2019
Ac anti-Syphilis (screening)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-testicules	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	31j max.			1-01-2019
Ac anti-Tétanos	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	ISP	10j max.	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac Anti-thrombine III (AT3)	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N	1XSEM	1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-Thyroglobuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ac anti-thyroperoxydase	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ac anti-tissus	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-03-2021
Ac anti-Toxocara canis	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-Toxoplasmose IgM/IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-transglutaminase	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
Ac anti-VZV IgM/IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-YO ou APCA-1 (voir- cellules de Purkinje)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
ACE (Angiotensine convertase)	sec	-	-	centrifuger, décanter et conserver à 4°C si transfert le jour meme, sinon congeler et transport congelé	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.			1-01-2019
Acétylcholinestérase neuronale	liquide amniotique	-	liquide amniotique	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5 mois			1-01-2019
Acide Delta-ala aminolévulinique (DALA)	Urines de 24H ou urine fraîche 20 ml min	-	Urines de 24H ou urine fraîche 20 ml min	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10j max.	14 jours si à -20°C et acidifié		1-01-2019
Acide Folique Globulaire	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N					1-01-2019
Acide Folique Sérique (Vit B9)	sec	Hépa sans ael	-	T° amb. (max 28°C)	N					1-04-2021
Acide formique (métab méthanol)	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10j max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Acide hippurique et méthyl hipp. (métab toluène et xylène)	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	10j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Acide Lactique	Fluo oxa	-	-	sur glace	N		1h	1h		1-01-2019
Acide mandélique (métab styrène et éthyl benzène)	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10j max.			1-01-2019
Acide muconique (métab benzène)	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10j max.			1-01-2019

Acide phénylglyoxylique (métab styrène et éthyl benzène)	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10j max.		1-01-2019
Acide phytanique	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1-2x/mois 28i max.		1-01-2019
Acide pristanique	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1-2x/mois 28i max.		1-01-2019
Acide pyruvique	tube spécial fourni par le labo	-	tube spécial fourni par le labo	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2-3x/sem. 7j max.		1-01-2019
Acide urique	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
Acide urique / liquide articulaire	Hépa sans gel	liquide ponction	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.		1-01-2019
Acide urique urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
Acide valproïque	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t° ambiante	1-01-2019
Acides aminés	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1-2x/sem. 14j max.		1-01-2019
Acides aminés dosage	Hépa avec gel	-	-	Décanter plasma. Conservation et transport à 4°C	O	CHU Liège génétique	1-2x/sem. 14j max.		1-01-2019
Acides aminés urine	Urines 5 ml min	-	Urines 5 ml min	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1-2x/sem. 14j max.		1-01-2019
Acides biliaires	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	A la demande		1-01-2019
Acides gras à très longue chaîne	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1-2x/mois 28i max.		1-01-2019
Acides gras érythrocytaires	EDTA	-	-	conserver au frigo	O	CHU Liège			1-01-2019
Acides organiques	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	2-3x/mois 14j max.		1-01-2019
ACTH	EDTA sur glace	-	-	centrifuger dans les 4 h, décanter et congeler. Transport congelé Aliquot de 600µL	N		1x/ sem		#####
Activité anti-Xa (dosage héparine, Orgaran, Arixtra, Xarelto, Eliquis)	citrate	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport plasma congelé : indiquer type anticoagulant, heure de la dernière prise et heure de prélèvement	O	CHU Liège	1-2x/sem. 7j max.		1-01-2019
Adalimumab	sec	-	-	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C) congeler si conservation >3J	O	KUL Leuven			1-01-2019
ADH Vasopressine	EDTA sur glace	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CIT	15j max.	1 mois à – 20 °C	1-01-2019
ADN oxydé sur urine 8OHdG	urines du matin : 20 ml pot stérile	-	urines du matin : 20 ml pot stérile	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	O	Synlab	1x/sem.		10-09-2019
Adrénaline Noradrénaline Catécholamine (sang)	tube spécial fourni par CHU	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/sem.		1-01-2019
Adrénaline Noradrénaline urine	Urines de 24H acide (+HCL)	-	Urines de 24H acide (+HCL)	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.		1-01-2019
AFP sur liquide amniotique	liquide amniotique	-	liquide amniotique	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1-7 jours		1-01-2019
Ag Carcino Embryonaire (CEA)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
PCR Chlamydia pneumoniae	Respiratoire	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE		
PCR Chlamydia trachomatis	e-swab rose	-	-	Frigo (2-8°C)	N		Variable	3 jours (2-8°C)	1-01-2019
Ag HBe	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)	1-01-2019
Ag HBs	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours (1 an si sérothèque)	1-01-2019
Ag Herpès 1-2	e-swab	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
Ag Prostatique Libre(PSA libre)	sec	-	-	Les échantillons doivent être centrifugés et réfrigérés dans les 3 heures .	N		4h max.	2 jours - Frigo (2-8°C) / 3 mois - 20°C	1-01-2019
Ag Prostatique Total PSA	sec	-	-	Si PSA seul : T° amb. (max 28°C) max 24h ou frigo si > 24h.Si + PSA libre	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
ALBENDAZOLE	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1x/sem.		1-01-2019
Albumine	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N			7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019

Albumine LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		1j.	7 jours - Frigo (2-8°C)	500 µL (pour la totalité des analyses de Chimie)	25-05-2022
Aldostérone couché	EDTA	repos couché 30 min	repos couché 30 min	Centrifuger-Décanter- Congeler Aliquot de 600µL	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	1 mois à – 20 °C		1-01-2019
Aldostérone debout	EDTA	-	-	Centrifuger-Décanter- Congeler Aliquot de 600µL	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	1 mois à – 20 °C		1-01-2019
Aldostérone urine	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	1 mois à – 20 °C		1-01-2019
Alpha 1 anti-trypsin	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.	8 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Alpha 1 anti-trypsin BB	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	-	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
Alpha 1 microglobuline urine	Urines 5 ml min	-	Urines 5 ml min	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	3x/sem 3j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Alpha 2 macroglobuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.	8 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Alpha Foeto Protéine serique	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Alternaria alternata (A tenuis)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
Aluminium	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Alzeihmer (gène de l'apolipoprotéine E)	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	Sur demande			1-01-2019
AMH (hormone anti-mullerienne)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	Clinique St Vincent Roccourt	15j max.			1-01-2019
Amikacin Pic	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t°ambiante		1-01-2019
Amikacin vallée	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t°ambiante		1-01-2019
Ammoniaque artériel	EDTA sur glace	-	-	sur glace	N		1h	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Ammoniaque veineux	EDTA sur glace	-	-	sur glace	N		1h	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Amphétamines	sec	ou urines 30 ml	ou urines 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max. ou 1x/sem. 7j max. pour urines	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Amylase / liquide de ponction	sec	Hépa sans gel/ liquide de ponction	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Amylases	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Amylasurie	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
analyse mineralogique	LBA	-	LBA	T° amb. (max 28°C)	O	Erasme	6 mois			1-01-2019
ANCA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	15 jours si à – 20 °C		1-01-2019
Androsténédiol gluc.	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/mois	1 jour - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
Angiotensine convertase (ACE)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.			1-01-2019
Anticoagulant "lupique"	citrate	-	-	Centrifuger-Décanter- Congeler	O	CHU Liège	2-3x/sem. 3j max.	1 mois conservé à – 80 °C	1 ml plasma citraté	10-09-2019
anticoagulant acquis	citrate	-	-	Centrifuger-Décanter- Congeler	O	CHU Liège	ND	1 mois conservé à – 80 °C	2 aliquots de 1 ml	10-09-2019
Ag Héliobacter pylori	selles	-	selles	T° amb. (max 28°C), sinon frigo	N		Ts les jours sauf WE			1-01-2019
Antimoine	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10i max.			1-01-2019
APC résistance F V Leyden	citrate	EDTA	Prélever les deux EDTA+ citrate	Tube citraté: décanter et congeler EDTA: tel quel au frigo	O	CHU Liège	2-3x/sem. 3j max.	1 mois conservé à – 80 °C	600 µl	10-09-2019
Apolipoprotéine A et b	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5 j / 7	8 jours - Frigo (2-8°C)		15-01-2019
Arachide	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h max.			1-01-2019
Argent	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 8i max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Armoise commune	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N					1-01-2019
Arsenic	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
ASL	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
aspergillus fumigatus	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h			1-01-2019
PCR Aspergillus	Respiratoire	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	3x/sem			1-01-2019
b lactoglobuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		48h max.			1-01-2019
Baclofène	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)		CHU Liège	5j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Barbiturique /urine ou L.gastrique	Urine ou liquide gastrique	-	Urine ou liquide gastrique	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	3j max.	5 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Barbituriques	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Baryum	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	ND	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Benzène	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/jour 3j max.	Pas d'ajout		1-01-2019
Benzodiazépine urine / L.Gastrique	Urine ou liquide gastrique	-	Urine ou liquide gastrique	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	3j max.	5 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Benzodiazépines	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019

Bérylium	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
Béta 2 Microglobuline Sérique	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Béta 2 Microglobuline Urinaire	Urine fraiche	-	Urine fraiche	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	Pas d'ajout		1-01-2019
Beta HCG libre MT homme	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1j max.			1-01-2019
Beta-thalassémie gène	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	20j max.			1-01-2019
Bilan stress oxydant	Prélever au CHU : tubes spéciaux	-	Prélever au CHU : tubes spéciaux	Transvaser dans tubes spéciaux et congeler cfr formulaire stress oxydant	O	CHU Liège	1x/15j max.			1-01-2019
Bilirubine Directe	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Bilirubine totale	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)			4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Biotinidase	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Bismuth	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
blanc d'œuf	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
BNP NT PRO	sec	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	6 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
PCR Bordetella Pertussis (coqueluche)	Respiratoire	-	Nasop-pharynx	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE			1-01-2019
Bore	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ac anti-IgG Borrelia (Index) - Neuroborréliose	LCR	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE	7 jours - Frigo (2-8°C)		25-05-2022
bouveau	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Butanone (méthyléthylcétone)	Urine fraiche	-	Urine fraiche	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	UCL				1-01-2019
C Peptide	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
C télopeptides collagène (CTX)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 5j max.			1-01-2019
C1Q test (complexes immuns circulants)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
C2	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	UZ leuven KUL	ND			1-01-2019
C3	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	3 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
C3 Nephretic factor	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	ERASME	15j max.			1-01-2019
C4	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	4 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
CA 125	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/jour 2j max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
CA 153	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
CA199	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
cabillaud = morue	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Cadmium	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Caféine	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	48h max.			1-01-2019
Calcitonine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	1 jour - Frigo (2-8°C) / 1 mois - 20°C		1-01-2019
Calcium	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Calcium 2ème urine	2ème urine à jeun	-	2ème urine à jeun	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	3 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Calcium érythrocytaire	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7 jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Calcium ionisé	seringue héparinée	Hépa sans gel	-	sur glace	N		1h	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Calcium ionisé sang total artériel	seringue héparinée	Hépa sans gel	-	sur glace	N		1h	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Calcium urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.	3 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Calcul urinaire (lithiase)	lithiase dans pot stérile	-	lithiase dans pot stérile	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	14j max.			1-01-2019
Calprotectine fécale	Selles	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Candida albicans	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Cannabinoïdes urine	Urine fraiche 30 ml	-	Urine fraiche 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 8j moy			1-01-2019
Cannabis	sec	ou urines 30 ml	ou urines 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 8j moy	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Capacité antioxydante totale	sec	-	-	Centrifuger, décanter immédiatement (minimum 500 µl) et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.	Délai maximum du préanalytique : 30 minutes	500 µl	12-09-2019
Carbamazépine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Carboxyhémoglobine	seringue héparinée	Hépa sans gel	-	sur glace	N		1h max.	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Carnitine urine	Urines 5 ml min	-	Urines 5 ml min	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	ND			1-01-2019
Carotène	EDTA	tube à l'abri de la lumière	tube à l'abri de la lumière	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/sem 8j max.	14 jours si à -20°C (à l'abri de la lumière)	1 ml de plasma	12-09-2019

Caryotype	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	30j max.			1-01-2019
Caryotype / fausse couche	pot anapath	-	pot anapath	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	15j max.			1-01-2019
caséine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Caseine IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
Catecholamines urine noradr. + dopamine)	(Adrénaline, Urines de 24H acide (+HCL)	-	Urines de 24H acide (+HCL)	Conservé réfrigéré (2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.	15 jours si à – 20 °C		1-01-2019
Catecholamines serum ,noradr. + dopamine)	(Adrénaline tube special	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
CCP	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
CD 34	Hépa sans gel	edta pour GB	Prélever les deux: 1 hépariné et 1 EDTA	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège labo typages	1x/jour 10j max.			1-01-2019
CDT (carbohydrete deficient transferrine)	sec	-	-	Jour même : tel quel. Pas le jour même:Centrifuger et décanter. Conservation et transport 4°C	O	CIT ou Erasme si expertise judiciaire	7j max.	1 semaine à -20°C		1-01-2019
Ceftazidine	sec	-	-		O	CHU Liège				16-01-2019
Céruloplasmine	sec	-	-	Centrifuger et décanter Conservation et transport : congelé ou 4°C	O	CHU Liège	Cérulo (2x/sem. 4j max.) / Cu (1x/sem 8j max.)	8 jours - Frigo (2-8°C)		12-09-2019
CFTR (mucoviscidose)	EDTA 10 ml	enfant 2 ml	enfant 2 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	4 mois max.			1-01-2019
CH50	sec	éviter hémolyse	éviter hémolyse	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.	2 semaines à -20 °C		1-01-2019
Chaines légères libres kappa et lambda freelite	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.	4 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Charcot Marie gène	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	30j max.			1-01-2019
chat épithélium	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Cheval	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
chien poils et squames	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Chitotriosidase	-	plasma hépariné ou EDTA	-	conservation et transport à 4°C, MAX 2 jours après le prél	O	UZ Brussel	1 mois	5 ml		10-09-2019
Chlore / LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		2h	7 jours - Frigo (2-8°C)	500 µL (pour la totalité des analyses de Chimie)	25-05-2022
Chlore sang total artériel	seringue héparinée	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h			1-01-2019
Chlore sang total veineux	seringue héparinée	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h			1-01-2019
Chlorures urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
PCR Choléra	Variable	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7j max.			1-01-2019
Cholestérol	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cholestérol HDL	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cholinestérase	Hépa avec gel	sec	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Chorée de Huntington gène	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	ND			1-01-2019
Chrome	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	ND	envoi extérieur - tube special		1-01-2019
Chromogranine A	sec	-	-	Décanter et congeler le tube sec Transport congelé	O	ST LUC	8 jours			1-01-2019
CIC complexes immuns circulants	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Citrate sang	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	ND			1-01-2019
Citrate urines	Urines de 24H ou urine fraîche (5 ml min.), noter volume et durée récolte	-	Urines de 24H ou urine fraîche (5 ml min) noter vol et durée récolte	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	4j max.	1 jour - Frigo (2-8°C) / 1 mois - 20°C		1-01-2019
CKMB	Hépa avec gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
cladosporium herbarum	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/i. 48h max.			1-01-2019
Clairance alpha 1 antitrypsine	sec prélevé à la fin du recueil des selles	selles de 24 h dans pot taré fourni par le labo	selles de 24 h dans pot taré fourni par le labo	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem.			1-01-2019
Clairance Créatinine	sec prélevé au début ou à la fin du recueil des urines	Urines de 24H	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Clonazepam (RIVOTRIL)	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	48h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019

Clozapine (neuroleptiques)	Hépa Na sans gel ni Li	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	3 jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		26-06-2024
PCR CMV quantitative	EDTA	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	2x/sem			1-01-2019
PCR CMV qualitative	Variable	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE			1-01-2019
Cobalt	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cobaye	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Cocaïne	sec	ou urines 30 ml	ou urines 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Rech : 2x/sem 4j moy.	14 jours si à -20°C		1-01-2019
Cockroft (calcul estimation filtration glomérulaire)	sec	Hépa avec gel	noter le poids du patient	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Codéïne (recherche)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Rech : 2x/sem 4j moy.			1-01-2019
Coenzyme Q10	EDTA	tube à l'abri de la lumière	tube à l'abri de la lumière	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 10j moy.	14 jours si à -20°C	1 ml de plasma	12-09-2019
Compatibilité (tests pré transfusionnels)	EDTA 10 ml	Noter Nom, Prénom et date naissance sur tube	Noter Nom, Prénom et date naissance sur tube	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège				1-01-2019
Complexe d'attaque membranaire du complément SC5b-9	EDTA	-	-	Conservation max 4 h à 4°C ou centrifuger, décanter, congeler et transmettre le plasma EDTA congelé	O	CHU Liège	1x/mois 28j max.			1-01-2019
Complexes immuns circulants CIC	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.	Pas d'ajout sauf si sérum a été congelé		1-01-2019
Coombs direct	sec	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
Coproporphyrines urinaires	Urines de 24H ou urine fraîche 20 ml min	-	Urines de 24H ou urine fraîche 20 ml min	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/15j.			1-01-2019
PCR Coqueluche	Respiratoire	-	Nasop-pharynx	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	Ts les jours			1-01-2019
Cardarone - Amiodarone	Hépa sans gel	sec sans gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 4j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cortisol salivaire	tubes spéciaux (salivettes) au frigo colis	-	tubes spéciaux (salivettes) au frigo colis		O	CHU Liège	7j max.			1-01-2019
Cortisol Sérique	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cortisol Urinaire	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7j max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cotinine urinaire (métab nicotine)	Urine fraîche 20 ml	-	Urine fraîche 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem 8j max.			1-01-2019
PCR COVID19 (SARSCOV2)	Respiratoire	-	Nasop-pharynx	Frigo (2-8°C)	N	-	max 48h.			31-12-2020
Coxiella Burneti (Fièvre Q)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	3x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
CPK	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
CPK BB (carte Génétique)	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	-	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	4h max.			1-01-2019
Créatinine	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Créatinine 2ème urine	2ème urine à jeun	-	2ème urine à jeun	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Créatinine urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
CRP	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cryofibrinogène	sec sans gel	citrate	sec + citraté	maintenir le tube à 37°C (étuve) 2h puis centrifuger, décanter et conserver à 4°C. Transport à 4°C	O	CHU Liège	20j max.	Pas d'ajout		1-01-2019
Cryoglobuline	sec sans gel	-	-	maintenir le tube à 37°C (étuve)	N		7j max.	Pas d'ajout		1-01-2019
ct DNA biopsie liquide	2 tubes Streck	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT				1-01-2019
CTX (C télopeptides collagène) crosslaps	EDTA	-	-	décanter et congeler	O	CHU Liège	2x/sem. 5j max.	2 mois si conservé à - 20 °C/ 72 H si 4°C		1-01-2019
Cuivre	Hépa sans gel 10 ml	-	-	Centrifuger et décanter Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		12-09-2019

Cuivre urinaire	Urines de 24H indiquer la diurèse	-	Urines de 24H indiquer la diurèse	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Culture aérobie / LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		25-05-2022
Culture anaérobie / LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		25-05-2022
Culture mycose LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		25-05-2022
Cyanures	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	3j max.	3 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Cyclosporine	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	48h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
CYFRA-21-1	sec	hépariné ou EDTA	-	T° amb. (max 28°C) Centrifuger et décanter	O	SPI (St Pierre)	ND	7 jours à 20-25°C		7-10-2022
Cystatine C	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
d209 : nDerp23	sec	-	-	T° amb. (max 28°C) Garde : conservation au froid	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.			1-01-2019
dactyle pelotonné	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		72h max.			1-01-2019
DALA (Acide Delta-ala aminolévulinique)	Urines de 24H ou urine fraîche 20 ml min	-	Urines de 24H ou urine fraîche 20 ml min	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
DAO Diamineoxydase intol.Histamine	sec			T° amb. (max 28°C)	O	Synlab				26/082024
D-Dimère	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	8 h. conservé à °t ambiante		1-01-2019
Delta-4-Androstenedione	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.			1-01-2019
dermatophagoides farinae	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
dermatophagoides pteronyssinus	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
DHEA sulfate	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)			4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Diazepam (VALIUM)	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Dibucaine number	Hépa avec gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	48h max.			1-01-2019
Digoxine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t°ambiante		1-01-2019
Dihydrotestosterone	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.	1 jour - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
Disopyramide	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	NF			1-01-2019
diuresis de 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Dosage Protéines urinaires	Urine fraîche	-	Urine fraîche	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Drépanocytose gène	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	20j max.			1-01-2019
Elastase sur selles	Selles	-	-	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	UZ Brussel (VUB)	ND			1-01-2019
Electro prot. totales urinaire fraîche	Urine fraîche	-	Urine fraîche	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j max.	8 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Electro proteines urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j max.			1-01-2019
Electrophorèse de l'hémoglobine HPLC	EDTA	Hépa sans gel	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	20j max.			1-01-2019
Electrophorèse des protéines membranaires érythrocytaires (sphérocytose)	Hépa sans gel	EDTA	Prélever les deux: 1 hépariné + 1 EDTA	Transmettre dans les 24 h à temp amb; Ne pas centrifuger . Pas le vendredi	O	Erasmus Dr Gulbis	ND			1-01-2019
Electrophorèse PS	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/jour 48h max.	10 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Eléments figurés + Formule hémo-leucocytaire / Liquide	sec sans gel	EDTA	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	6 h t° amb. /Frigo (2-8°C)	500 µL	25-05-2022
Eléments / liquide articulaire	EDTA	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
Eléments / liquide de ponction	EDTA	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
PCR Entérovirus	Variable	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE			1-01-2019
Enzymes érythrocytaires (G6PD, Hexokinase, Pyruvate kinase, 6-Phosphogluconate déshydrogénase, Glucose phosphate isomérase)	EDTA	-	-	Réfrigéré (2 - 8°C) max 48 h	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
Equilibre acide base artériel	seringue héparinée	seringue héparinée sous glace ; bébé : capillaire sur glace	seringue héparinée sous glace ; bébé : capillaire sur glace	Réfrigéré (2 - 8°C)	N		1h max.	1h max.		1-01-2019
Equilibre acide base veineux	Hépa sans gel	-	-	Réfrigéré (2 - 8°C)	N		1h max.	1h max.		1-01-2019
Erythropoïétine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C) centrifuger et décanter	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	14 jours - Frigo (2-8°C) / 1 mois à - 20 °C		1-01-2019
Etain	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
Ethanol C2H5OH	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	Pas d'ajout		1-01-2019

Ethanol et Méthanol urines	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	Conservation et transport 4°C à transmettre le jour du prélèvement	O	CHU Liège	5j,/7 1j moy.	Pas d'ajout		1-01-2019
Ethosuximide	sec	Hépa sans gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	7j max.	5 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ethylène glycol	EDTA	-	-	envoyer tel quel	O	CHU Liège		Pas d'ajout		1-01-2019
Everolimus	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.	5 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Fact. Rhumatoïde (latex)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
Facteur 11	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	3j moy.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C	600 µl	10-09-2019
Facteur 12	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	3j moy.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C	600 µl	10-09-2019
Facteur 13	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège ou CIT	10 j	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C	500 µl	10-09-2019
Facteur 2, 7 ou 10	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	3j moy.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C	600 µl	10-09-2019
Facteur 5	citrate	-	-	Stable 4 h à T° amb (Max 28°C);centrifuger, décanter et congeler.	N		3x/sem. 4j max.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C		1-01-2019
facteur 5 Leyden (mutation R506Q)	EDTA	citrate	Prélever les deux: EDTA + citrate	EDTA : Tel quel T° amb. (max 28°C) BLEU : Centrifuger-Décanter-Congeler Pas le vendredi apres 14h ni W-E	O	CHU Liège	2-3x/sem. 3j max.	7 jours - Frigo (2-8°C) - TEL 62478		1-01-2019
Facteur 8	citrate	-	-	double centrifugation-décantation puis congeler. Transport congelé	N	1XSEM	1x/sem.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C		1-01-2019
Facteur 9	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	3j moy.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C		1-01-2019
Facteur H et I du complément	sec	-	-	centrifuger,décanter et envoyer par coursier spécial avant 16h, max 4h après prel	O	Erasme	1 à 2 sem. max.			1-01-2019
Facteur von Willebrand antigène et activité	citrate	-	-	double centrifugation-décantation puis congeler. Transport congelé	N	1XSEM	2-3x/sem. 3j max.	4H à T° ambiante; 2 semaines à -20°C; 6 mois à 80°C		1-01-2019
Fer sérique	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ferritine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Fibrinogène	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	8 h. conservé à °t ambiante		1-01-2019
Fibrotect (calcul)	2 tubes secs	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	10j max.			1-01-2019
Fièvre méditerranéenne familiale	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	ND			1-01-2019
Fièvre des prés	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/i. 48h max.			1-01-2019
Flouve odorante	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h max.			1-01-2019
FLUCONAZOLE	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.			1-01-2019
Formule Hémoleucocytaire	EDTA	-	-	Stable 12h à T° amb	N		12h max. pdt jours ouvrables	1 jour - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
froment	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Fructosamine	sec	Hépa avec gel	-	Centrifuger-décanter-congeler si délai d'acheminement >12h			ND			1-01-2019
Fructose	Fluo oxa	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
Fructose urines	Urines 5 ml min	-	Urines 5 ml min	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
G6PD Glucose-6-phosphate déshydrogénase	Hépa sans gel	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
Galactomanane (Ag aspergillaire)	sec	LBA	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	3x/sem	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Galactose	Fluo oxa	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
Galactose urines	Urines 5 ml min	-	Urines 5 ml min	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	14j max.			1-01-2019
Gal-alpha 1,3-gal (o215)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C) garde 4°C	O	CHU Liège				1-01-2019
Gastrine	sec	-	-	Centrifuger-Décanter-Congeler	O	CHU Liège	15j max.	1 jour - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
Gène hémochromatose	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C) si envoi le lendemain garder au frigo	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 28j max.			1-01-2019

Gène Rhésus sur ADN fœtal	EDTA X3	3 tubes EDTA	3 tubes EDTA	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	9 jours			1-01-2019
Gène SPINK 1 (mutation Trypsinogène)	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	44j max.			1-01-2019
GGT Gamma GT	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
GH hormone de croissance	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 5j max.	14 jours - Frigo (2-8°C) / 1 mois à - 20 °C		1-01-2019
GHB (drogue du viol)	Urine fraîche 30 ml 5H max après la prise	-	Urine fraîche 30 ml 5H max après la prise	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/15j.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Globules Blancs	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	1 jour - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Globules blancs / Liquide	sec sans gel	EDTA	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Globules blancs / liquide articulaire	EDTA	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
Globules blancs / liquide de ponction	EDTA	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
Globules Rouges	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	1 jour - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Globules rouges / Liquide	sec sans gel	EDTA	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Globules rouges / liquide articulaire	EDTA	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
Globules rouges / liquide de ponction	EDTA	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
Glucagon	EDTA	-	-	centrifuger, décanter et congeler dans l'heure. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/mois 31j max.	Pas d'ajout		1-10-2021
Glucose / liquide articulaire	Hépa sans gel	liquide ponction	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Glucose / liquide de ponction	sec	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Glucosurie 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.	3 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Glutathion oxydé et total (stress oxydant)	Prélever au CHU : préparation spécifique pour le glutathion oxydé	-	Prélever au CHU : préparation spécifique pour le glutathion oxydé	Transvaser immédiatement dans tubes spéciaux et congeler (cfr formulaire stress oxydant)	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.			12-09-2019
Glutathion peroxydase GPX (stress oxydant)	2 EDTA 3 ml	Prélever au CHU : tubes spéciaux	-	Envoyer le sang total endéans les 24h à 4°C OU procédure spéciale (cfr formulaire stress oxydant)	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.	3 jours - Frigo (2-8°C)	1 ml de sang complet	12-09-2019
Gluten	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h max.			1-01-2019
Glycémie	Fluo oxa	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Glycémie (sur sérum)	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Glycorachie / LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		2h	7 jours - Frigo (2-8°C)	500µl	25-05-2022
Glycémie O Sullivan	Fluo oxa	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Glycosurie	Urine fraîche	-	Urine fraîche	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Glyphosate urinaire	20 ml urine	-	20 ml urine	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/mois			14-05-2019
GNAS (gène syndrome Mc cure Albright)	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C) stable 48 h	O	Erasme	3 mois max.			1-01-2019
Goutte épaisse (Malaria)	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours	24h		1-01-2019
Graisses dans les selles = stéatorrhée	selles de 24 h dans pot taré fourni par le labo	-	selles de 24 h dans pot taré fourni par le labo	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	8j max.			1-01-2019
Groupe Sanguin	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/jour 72h max.			1-01-2019
Hamster	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Haptoglobine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 iours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
PCR HBV et HCV	EDTA 10 ml	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2 sem			1-01-2019
HE4	sec	Minimum : 350µL	Minimum : 350µL	En routine : tel quel En garde : Centrifuger-Décanter- Congeler			2j max.	2 jours - Frigo (2-8°C) ou 15 j à -20°C		1-01-2019
Hématocrite	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	2 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Hemochromatose genotypage	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 28j max.			1-01-2019
Hémoglobine	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	2 iours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Hémoglobine A2 (Electrophorèse de l'hémoglobine)	Hépa sans gel	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Hémoglobine foetale (Electrophorèse de l'hémoglobine)	Hépa sans gel	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Hémoglobine glycosylée	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/i. 48h max.	5 iours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019

Hémoglobine libre plasmatique	Hépa sans gel	10 ml obligatoire à prélever au labo	10 ml obligatoire à prélever au labo	Centrifuger et décanter immédiatement. Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	4j max.		1-01-2019
Hémoglobine sang total artériel	Hépa sans gel	seringue héparinée	seringue héparinée	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.		1-01-2019
Hémoglobine sang total veineux	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.		1-01-2019
Hémophilie A gène	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	Sur demande		1-01-2019
Héroïne	sec	ou urines 30 ml	ou urines 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem 4j moy.		1-01-2019
PCR HSV	LCR	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	Ts les jours		1-01-2019
Hexane	EDTA 10 ml	pas le vendredi ! Décanter et envoyer le plasma	pas le vendredi ! Décanter et envoyer le plasma	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	3j max.		1-01-2019
Hexokinase	Hépa sans gel	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 14j max.		1-01-2019
Hexose aminidase	Hépa sans gel	sec	Prélever les deux: 1 sec + 1 hépariné	T° amb. (max 28°C) doit arriver dans les 48 h	O	UZ Brussel (VUB) labo génétique	ND		1-01-2019
HIT2 test confirmation	citrate	-	-	double centrifugation, congeler le plasma et envoyer congelé	O	Mont-Godinne			1-01-2019
HIV charge virale PCR	EDTA 10 ml	-	-	acheminer dans les 4 h à temp ambiante	O	CHU Liège LRS	3x/sem. 10j max.		1-01-2019
HLA B27	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège Transfusion	4 semaine		1-01-2019
HLA typage	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège Transfusion	1 semaine		1-01-2019
Homocystéine	citrate	-	-	Centrifuger-Décanter-Congeler	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.	8 jours max. si le plasma a été séparé des globules rapidement puis conservé à - 20 °C	1-01-2019
Hormone anti-mullerienne (AMH)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	ND		3-02-2021
Hormone Folliculo Stimulante Humaine (FSH)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
HPL	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)		CHU Liège	10i max.		1-01-2019
HYDROXYCHLOROQUINE	Hépa Na sans gel	-	-	Transport à 4°C; si délai > 8h, congeler le sang total	O	CHU Liège	1x/7 jours	7 j à -20°C	1-01-2019
Hyper Glycémie Provoquée (cfr fiche Test)	Fluo oxa	test realise au labo sur RDV	test realise au labo sur RDV	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.		1-01-2019
IA-2 (Ac anti-protéine tyrosine phosphatase IA-2)	sec	EDTA	Prélever les deux: 1 EDTA et 1 tube sec	Décanter et congeler le tube sec congeler EDTA tel quel . Transport congelé	O	UZ Brussel (VUB)	ND		1-01-2019
IgA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
IgA salivaires	Salive	-	Salive	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	NF		1-01-2019
IGE	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	10 jours - Frigo (2-8°C) / 8 mois à - 20 °C	1-01-2019
IgG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
IgG anti-Alpha Lactoglobuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	48h max.		1-01-2019
IgG anti-alternaria tenuis	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	48h max.		1-01-2019
IgG anti-candida albicans	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	48h max.		1-01-2019
IgG anti-chladosporium herbarum	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	48h max.		1-01-2019
IgG anti-DPT (dermatophagoides)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	HOPITAL BRUGMANN	ND		1-01-2019
IgG anti-soja	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	48h max.		1-01-2019
IgG urinaire	Urine fraîche	-	Urine fraîche	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
IgM	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
IMATINIB	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
Immunoblotting / LCR (électrophorèse)	sec sans gel	LCR et sérum	LCR et sérum	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2 semaine		1-01-2019
Immuno-électrophorèse	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
Immunoélectrophorèse sur urine	Urine matin	-	Urine matin	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	7 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019
Indice de Nordin	sec	2ème urine à jeun + 1 Sérum	2ème urine à jeun + 1 Sérum	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.		1-01-2019
Inhibine A ou B	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	UZ Brussel (VUB) labo Radioimmunologie	7 mois		1-01-2019
Inhibiteur C1 estérase (activité)	citrate	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.	pas d'ajout	1-01-2019
Insuline	sec	Hépa avec gel	tube orange si prel au catheter pour éviter hémolyse. Tube gris après avis biologiste.	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)	1-01-2019

Iode urine	-	Urines de 24H ou urine matin	Urines de 24H ou urine matin	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1-2x/sem. 10j max.	30 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Iso Phosphatase alcaline osseuse	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7i max.			1-01-2019
Iso-amylase	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O					1-01-2019
Isoprostanés	EDTA	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège				12-09-2019
ITRACONAZOLE	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.			1-01-2019
Jaune d'œuf	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
KEPPRA (Lévétiracétam)	Hépa sans gel	sec sans gel	-	T° amb. (max 28°C). Si pas envoyer le jour même : décanter et congeler à -	O	CHU Liège	1-2x/sem 7j max.			1-01-2019
Ketamine	sec sans gel			Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège				30-05-2024
KETOCONAZOLE	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1/sem 7j max.			1-01-2019
Kleihauer	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		6h max. pdt jours ouvrables			1-01-2019
LAD (adhésine leucocytaire)	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C) prélever avant 12h et prévenir labo typages CHU	O	CHU Liège labo typages	ND			1-01-2019
Lait	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/i. 48h max.			1-01-2019
Lamotrigine (LAMICTAL)	Hépa sans gel	sec sans gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1-2x/sem 4j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Lapin	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
latex	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
Latex / liquide articulaire	Hépa sans gel	liquide ponction	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
LDH / LCR	sec sans gel	LCR	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		2h		500 µL (pour la totalité des analyses de Chimie)	25-05-2022
LDH / liquide de ponction	sec	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
LDH + électro	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
LDL oxydées	EDTA	-	-	Centrifuger, décanter (minimum 200 µl) et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j. max	Conservé à - 80°C	200 µl de plasma	12-09-2019
Leishmaniose recherche et PCR	Moëlle ou biopsie		dans liquide phy	T° amb. (max 28°C)	O	IMT	1x/sem	-		1-01-2019
LH Hormone Lutéale	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Lipase	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Lipase / liquide de ponction	sec	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Lipoprotéine a Lp (a)	sec	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem.	2 jours - Frigo (2-8°C) puis - 20°C minimum		1-01-2019
Lithium	Hépa Na sans gel ni Li	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j/7	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t° ambiante		1-01-2019
LKM	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.			1-01-2019
LSD	Urine fraîche 30 ml	-	Urine fraîche 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	7j max.			1-01-2019
Lyse des euglobulines	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	5j max.		1 ml	10-09-2019
Lyso-GL-3	EDTA 10 ml	-	-	centifuger, décanter le plasma. Envoi par la poste à t° ambiante	O	universiteit of Antwerp				14-05-2019
Lysozyme	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	ST LUC	3 semaine			1-01-2019
Macroprolactine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
Magnésium Sérique	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Magnésium urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Maladie de Behcet HLA B51	EDTA 10 ml	-	-		O	CHU Liège Transfusion	ND			1-01-2019
Maladie de Fabry alpha galactosidase	EDTA 10 ml	buvard	-	Conservation et transport à température ambiante	O	UZ Gent	8 mois			15-07-2019
Maladie de Gaucher (activité beta glucosidase acide)	Hépa sans gel 10 ml	-	-	Prélever début semaine, laisser à temp amb et acheminer dans les 24 h	O	UZ Brussel (VUB) labo génétique	ND			1-01-2019
Maladie de Hurler (mucopolysaccharidose)	EDTA 10 ml	-	-	Prélever début semaine, laisser à temp amb et acheminer dans les 24 h	O	UZ Brussel (VUB) labo génétique	ND			1-01-2019
Manganèse	Hépa sans gel	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		12-09-2019

MDRD (calcul estimation filtration glomérulaire)	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Méprobamate	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/7 jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Mercuré	Hépa sans gel	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		12-09-2019
Mercuré urine	Urines 10 ml	-	Urines 10 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Métanéphrines	Urines de 24H acide (+HCL)	-	Urines de 24H acide (+HCL)	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.	15 jours - Frigo (2-8°C)		15-01-2019
Métapneumovirus	ANP	Ne se réalise pas en urgence	Ne se réalise pas en urgence	Conservation au frigo	O	CHU Liège	2j max.			1-01-2019
Métaux urines	Urines 10 ml	-	Urines 10 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/7 jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Méthadone	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j/7 2j. Moy.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Méthadone urines	Urines 30 ml	-	Urines 30 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j/7 2j. Moy.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Méthanol	EDTA 10 ml	-	-	Conservation et transport 4°C à transmettre le jour du prélèvement	O	CHU Liège	2j max.	Pas d'ajout		1-01-2019
Méthémoglobine	seringue héparinée	Hépa sans gel	seringue héparinée	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Méthotrexate	Hépa avec gel	sec	-	Conservation et transport 4°C à transmettre le jour du prélèvement	O	CHU Liège	7j/7	7 jours - Frigo (2-8°C) et à l'abri de la lumière (1 jour si conservé à t° ambiante et à l'abri de la lumière)		1-01-2019
Culture mycobactéries	Variable	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours - Frigo (2-8°C)		25-05-2022
MICONAZOLE	sec sans gel	-	-		O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.			1-01-2019
Microalbuminurie	Urine fraîche	-	Urine fraîche	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Microalbuminurie 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Mixture arbres fin printemps mai juin : érable+bouleau+hêtre+chêne+noyer	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Mixture arbres début printemps mars avril : aulne + noisetier+orme+saule+peuplier	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
mixture de moisissure : penicillium notatum + cladospirium herbarum + aspergillus fumigatus + alternaria alternata	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Mixture de plumes volière plumes perruche+canard +perroquet	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
mixture graminée : Flouve odorante + Ray-grass anglais + Fléole des prés + Seigle+ Houlique velue	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Mixture herbacée : Ambroisie élancée + Armoise commune + marguerite+pissenlit +solidage verge d'or	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Mixture herbacée : plantain lancéolé+ chénopode+ soude kali+ petite oseille	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Mixture plumes basse-cour : plumes d'oies+de poule+canard +dinde	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
mixtures d'aliments : blanc d'œuf+lait+poisson+froment+arachide+ soja	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
mixtures d'épithélia de vertébrés : chat épithélium+cheval poils et squames+vaches poils et squames+chien poils et squames	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Molybdène	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem.			1-01-2019
Morphiniques dérivés (opiacés) sang / urines	sec	Urines 50 ml	Urines 50 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/7 jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
MTHFR gène hyperhomocystéinémie	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 62j max.			1-01-2019
Mucoviscidose gènes	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	124j max.			1-01-2019
Mutation Antithrombine III	EDTA 10 mL	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	UZB	ND			1-01-2019
Mutation BCR-ABL1 quantification du transcrit	EDTA 20 ML	-	-	Conservation et transport 4°C Délai max 16h	O	CHU Liège génétique	27j max.			1-01-2019
Mutation exons 7 et 8 gène EPOR	EDTA 10 ml	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	ND			1-01-2019
Mutation JAK-2	EDTA 10 ml	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	2x/mois 20j. Moy.			1-01-2019
Mutation prothrombine G20210	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	31j max.			1-01-2019

Mycophénolate	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C) au frigo si part le lendemain	O	CHU Liège	1-2x/sem. 5j. Max.	5 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Myéloperoxydase (stress oxydant)	EDTA	-	-	Centrifuger, décanter (minimum 500 µl) et congeler Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j. max		500 µl de plasma	12-09-2019
Myoglobine	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		1j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Myoglobine urinaire	urines fraîches	-	urines fraîches	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	48h max.			1-01-2019
Neurofilaments NFL	sec	-	-	Conservation 4°C max 24h, ou centrifuger, décanter et congeler	O	CHU Liège				21-06-2023
Nickel	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 10j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
NILOTINIB	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 7j moy.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
NIPT CHU	tubes spéciaux	2 tubes spéciaux STRECK 10 ml voir labo	2 tubes spéciaux STRECK 10 ml voir labo	Conservation 4°C, transport à temp ambiante: pas le vendredi!	O	CHU Liège	14j max.			1-01-2019
NIPT CITA	tubes spéciaux	2 tubes spéciaux ARIOSIA 10 ml voir labo	2 tubes spéciaux ARIOSIA 10 ml voir labo	Conservation à temp ambiante max 4 J	O	CIT	14j max.			1-01-2019
Nivaquine dosage	sec	tube sec + urines de 24h	tube sec + urines de 24h	T° amb. (max 28°C)	O	ST LUC labo	2 semaines			1-01-2019
noisetier	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
noisette	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
NSE	sec	pas de plasma	-	T° amb. (max 28°C)	N	CHU Liège	48h max.	1 jour - Frigo (2-8°C) / 1 mois - 20°C		1-01-2019
NT PRO BNP	sec	EDTA	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
o215 : Gal-alpha 1,3-gal	sec	-	-	T° amb. (max 28°C) Garde : conservation au frigo	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.			1-01-2019
Oestradiol	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Oestrone	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C) / 1 mois - 20°C		1-01-2019
Orosomucoïde	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Osmolalité urine	Urines de 24H ou urine fraîche	-	Urines de 24H ou urine fraîche	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1j max.	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Osmolalité	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	24h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Ostéocalcine	sec	a jeun	a jeun	Centrifuger et décanter. Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	1 mois à - 20 °C	-	1-01-2019
Oxalaturie = Acide oxalique urinaire	Urine fraîche min 20 ml ou de 24h dans le pot primaire (pas d'aliquot)	-	Urine fraîche min 20 ml ou de 24h dans le pot primaire (pas d'aliquot)	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	18j moy.	14 jours si à -20°C et acidifié		1-01-2019
Oxcarbazépine (TRILEPTAL)	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	7j max.			1-01-2019
PAI-1 (inhibiteur de l'activateur du plaminogène)	citrate	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CIT	7j max.			1-01-2019
PCR Panel Méninqé Biofire	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		25-05-2022
Paracetamol	sec	Hépa sans gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t° ambiante		1-01-2019
Ac. anti-parainfluenza	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem	7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Paraoxonase	sec	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège				12-09-2019
PCR BK	LCR/respiratoire	-	-	Frigo (2-8°C)	N		Ts les jours			25-05-2022
PCBs	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2sem. 15j max.	14 jours si à -20°C		1-01-2019
Peroxydes lipidiques	EDTA	-	-	Centrifuger, décanter (minimum 400 µl) et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.		400 µl de plasma	12-09-2019
Perruches plume	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 48h max.			1-01-2019
Pesticides orqanochlorés	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/2sem. 15j max.	14 jours si à -20°C		1-01-2019
PFA	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C) prélever au labo sinon transfert dans les 4h	N		4h max.			1-01-2019

PH Veineux	Hépa sans gel sur glace	-	-	sur glace, transfert dans les 4h	N		dès réception	4 h sur glace		1-03-2021
Phénobarbital	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t° ambiante		1-01-2019
Phénotype alpha 1 antitrypsine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.			1-01-2019
Phénytoïne	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1j. Moy	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t° ambiante		1-01-2019
Phosph. Alcalines PAL	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Phosph. Alcaline osseuse PAL	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-03-2021
Phosphates 2ème urine	sec	2ème urine à jeun	2ème urine à jeun	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Phosphates urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Phosphatidyléthanol PETH	EDTA	-	-	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)		CITA	1x/sem			
Plantain lancéolé	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Plaquettes	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	1 jour - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Plaquettes sur ACD	ACD	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	1 jour - Frigo (2-8°C) sur tube ACD		1-01-2019
Plasminogène	citrate	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CIT	30 jours			1-01-2019
PCR Plasmodium	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE	3 jours (2-8°C)		1-01-2019
Plomb	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Plomb urine	Urines 10 ml	-	Urines 10 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Aq <i>S.pneumoniae</i>	Urine	-	-	Frigo	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Aq <i>Legionella pneumophila</i>	Urine	-	-	Frigo	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
PCR Poliovirus JC/BK	EDTA	LCR,Urines	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	2X sem			8-03-2021
Porphyrines érythrocytaires	Hépa sans gel 10 ml	2 tubes à l'abri de la lumière	2 tubes à l'abri de la lumière	T° amb. (max 28°C)	O	Erasme	2 x /10j	2 jours - Frigo (2-8°C) (à l'abri de la lumière)		1-01-2019
Porphyrines plasma	EDTA 2 tubes 10 ml	2 tubes à l'abri de la lumière	2 tubes à l'abri de la lumière	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	O	Erasme				1-01-2019
Porphyrines selles	Selles (min 10 g)	à l'abri de la lumière	à l'abri de la lumière	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	O	Erasme				1-01-2019
Porphyrines urinaires	Urines 20 ml à l'abri de la lumière	Urines 20 ml à l'abri de la lumière	Urines 20 ml à l'abri de la lumière	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	O	Erasme	3 x /10j	14 jours si à -20°C (urine à pH 6-7 et abri lumière)		1-01-2019
POSACONAZOLE	sec sans gel	-	-	Transport à 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 7j max.			1-01-2019
Potassium	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Potassium sang total artériel	seringue héparinée	-	seringue héparinée	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Potassium sang total veineux	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.	Le jour même du prélèvement (le + vite)		1-01-2019
Potassium urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Poussières de maison	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Précipitines aspergillaires	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2 mois			1-01-2019
Primidone (Mysoline)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT				1-01-2019
Procalcitonine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1 h max	8H		28-07-2022
Profil des acides gras	EDTA 3 ml	-	-	Conservation et transport 4°C (envoi endéans les 24h)	O	CHU Liège	1x/2sem. 18j max.		1 ml de sang complet	12-09-2019
Progestérone	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Prolactine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Protéine 14-3-3 sur LCR (marqueur Creutzfeldt-Jakob)	LCR dans tube sec min 2 ml Centrifuger et aliquoter min 2 ml dans petit tube sec	-	LCR dans tube sec min 2 ml Centrifuger et aliquoter min 2 ml dans petit tube sec	Transport par courrier 4°C délai max 60 h	O	universiteit of Antwerp	ND			1-01-2019
Protéine C	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N	1XSEM	1x/sem.	1 mois conservé à – 80 °C		1-01-2019
Protéine S	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N	1XSEM	1x/sem.	1 mois conservé à – 80 °C		1-01-2019
Protéine sérum amyloïde A (SAA)	sec	-	-		O	UZ Antwerpen				30-05-2024

Protéines Alzheimer (Tau totale, phospho-tau, bêta-amyloïdes 1-40 et 1-42, rapports)	Tubes en polypropylène maintenus à la verticale	LCR min 1 ml dans tube spécial fourni par CHU (pochettes dans reserve préel, bac LCR)	LCR min 1 ml dans tube spécial fourni par CHU (pochettes dans reserve préel, bac LCR)	A décanter et congeler à - 80°C dans les 4 heures	O	CHU Liège	15j	PAS D'AJOUT ; Tubes en polypropylène et préanalytique particulier	1 mL	25-05-2022
Protéines / liquide de ponction	sec	Hépa sans gel	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Protéines sériques	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Protéines thiols	EDTA	-	-	Centrifuger, décanter (minimum 500 µl) et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/2sem. 14j max.		500 µl de plasma	12-09-2019
Protéines totales / LCR	sec sans gel	LCR	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		2h		500 µL (pour la totalité des analyses de Chimie)	25-05-2022
Protéines totales / liquide articulaire	Hépa sans gel	liquide ponction	liquide ponction	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Proteinurie 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
PTH Hormone Parathyroïdienne	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j.	2 jours - Frigo (2-8°C) / 1 an si - 20 °C		9-01-2019
PTHrP parathyroid hormone related protein	Hépa avec gel	-	-	Décanter et congeler rapidement	O	ST LUC	10 mois			14-05-2019
Quantiferon-TB (test)	kit special au labo	-	-	T° amb. (max 28°C) transfert endéans 16h	O	CHU Liège	3-4x/sem. 4j max.			1-01-2019
RAI anticorps irréguliers	EDTA 10 ml	sec	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
Rast	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.	10 jours - Frigo (2-8°C) / 8 mois à - 20 °C		1-01-2019
RAST Immunocap ISAC	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/j 48h max.	10 jours - Frigo (2-8°C) / 8 mois à - 20 °C		1-01-2019
RAST sous-traitance	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/j 48h max.	10 jours - Frigo (2-8°C) / 8 mois à - 20 °C		1-01-2019
Rav-grass anqlais	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		ND	10 jours - Frigo (2-8°C) / 8 mois à - 20 °C		1-01-2019
Récepteur soluble transferrine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT				1-01-2019
Aa Rotavirus	selles	-	selles	Frigo (2-8°C)	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Rech. sang dans les selles	selles	-	selles	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Recherche + typage de la maladie de Von Recklinghausen (= neurofibromatose). Recherche de mutation des gènes NF1 et NF2	EDTA 10 mL X2	-	-	Envoyer sans sous-traitance au CHU. Service de génétique humaine. Tour pathologie +3	O	CHU Liège	ND			1-01-2019
Recherche Cocaine urine	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Depistage : 1j. moy / Confirm 2x/sem. 4j moy.			1-01-2019
Recherche de cristaux / liquide articulaire	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours	-		1-01-2019
Recherche de mutation des gènes NF1 et NF2	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport àT° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège				1-01-2019
Recherche Gène RhD sur ADN fœtal	EDTA X3	3 tubes EDTA	3 tubes EDTA	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	10 jours			1-01-2019
Rénine activité couché	EDTA sur glace	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé Aliquot de 600uL	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.	PAS D'AJOUT sauf si plasma EDTA congelé (ACTH)		1-01-2019
Rénine activité debout	EDTA sur glace	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé Aliquot de 600uL	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.	PAS D'AJOUT sauf si plasma EDTA congelé (ACTH)		1-01-2019
Réticulocytes	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	1 jour - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Rétinol Binding Proteine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Reverse T3	sec	-	-	Centrifuger et décanter. Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/mois 31j max.	1 jour - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
Ag RSV	ANP	-	ANP	Frigo (2-8°C)	N		Ts les jours	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Salicylés	Hépa avec gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	48h max.	7 jours centrifugé - Frigo (2-8°C) (1 jour à t°ambiante)		1-01-2019
Saturat. Hémogl. art.	seringue héparinée	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Saturat. Hémogl. vein.	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Saturation Transferrine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		24h max.			1-01-2019
Schizocytes recherche	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		2h max. pdt heures ouvrables	1 jour - Frigo (2-8°C)		1-01-2019

Score de Golde	lavage broncho alvéolaire uniquem.	-	lavage broncho alvéolaire uniquem.		O	CIT	11 jours			1-01-2019
Score de Maddrey (calcul)	calcul quick + bili voir sur internet	-	calcul quick + bili voir sur internet		N		2h max. pdt heures ouvrables			1-01-2019
Score de MELD (calcul)	calcul quick + bili + creat voir sur internet	-	calcul quick + bili + creat voir sur internet		N		2h max. pdt heures ouvrables			1-01-2019
Sédiment urinaire + réactions	Urine	-	Urine fraîche	T° amb. (max 28°C)	N		2h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Sélénium	Hépa sans gel 10 ml	-	-	Centrifuger et décanter Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		12-09-2019
Sels biliaries (acides biliaries)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	ND			1-01-2019
Shigatoxine	selles ou rectum	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Ts les jours sauf WE	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Sialotransferrines typage	sec	-	-	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Sirolimus vallée	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège		7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Sodium	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Sodium /LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	N		2h	7 jours - Frigo (2-8°C)	500 µL (pour la totalité des analyses de Chimie)	25-05-2022
Sodium sang total artériel	seringue héparinée	-	seringue héparinée	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Sodium sang total veineux	Hépa sans gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Sodium urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
soja	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j 48h max.			1-01-2019
Somatomédine C (IGF 1)	sec	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	2x/sem. 5j max.	3 jours - Frigo (2-8°C) / 2 mois à -20°C		1-01-2019
Sous classes IqG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2x/sem. 4j max.			1-01-2019
sporanox dosage	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	12 jours			1-01-2019
Stéatocrite acide / selles	échantillon selles	-	échantillon selles	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	4j max.			16-12-2019
Sulfhémoglobine	seringue héparinée	Hépa sans gel	seringue héparinée	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.			1-01-2019
Superoxyde dismutase	2 EDTA 3 ml	-	-	Envoyer le sang total endéans les 24h à 4°C OU procédure spéciale (cfr formulaire stress oxydant)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.		1 ml de sang complet	12-09-2019
Syndrome de Marfan	EDTA 10 ml	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	ND			1-01-2019
T C A (= TCK)	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	8 h. conservé à °t ambiante		1-01-2019
T3 T4 libre	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
T3 T4 totale	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	ST LUC	72h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Tacrolimus (Prograft) = FK506	EDTA	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	7j/7 1j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Teicoplanine	Hépa avec gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j/8	2 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Temps de Quick	citrate	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	8 h. conservé à °t ambiante		1-01-2019
Temps de saignement IVY	test au laboratoire	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		Remplacé par PFA			1-01-2019
Test à la sueur	test au laboratoire	Prendre RDV au laboratoire	Prendre RDV au laboratoire	T° amb. (max 28°C)	N		A la demande			1-01-2019
Test au C1q (CIC)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Test au NBT, activité phagocytaire et chimiotaxie des polynucléaires	4 héparinés + 1 EDTA + 1 sec	Prendre RDV au laboratoire	Prendre RDV au laboratoire	T° amb. (max 28°C)	O	CIT le mardi ou le jeudi prevenir le jour avant	13 jours			1-01-2019
Test d'activation des basophiles	EDTA 10 mL	Prendre RDV au laboratoire	Prendre RDV au laboratoire	Transfert rapide au CHU. Conservation et transport à température ambiante (15-22°C)	O	CHU Liège	3j moy. Sur RDV	sur RDV		1-01-2019
Test de Ham	EDTA	-	-	doit parvenir au labo dans les 4 h	O	CHU Liège	ND			1-01-2019
Test de récupération de la thyroglobuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1j. Moy			1-01-2019
Test quantiféron	kit special au labo	-	-	T° amb. (max 28°C) transfert endéans 16h	O	CHU Liège	3-4x/sem. 4j max.			1-01-2019

Testostérone	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Testostérone Libre + SHBG	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
TGO	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
TGP	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Thallium	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.			1-01-2019
Theophylline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/sem.	7 jours - Frigo (2-8°C) , 1 jour si conservé à t° ambiante		1-01-2019
Thiocyanates	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	18j max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Thiocyanates urines	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	8j moy.	14 jours si à -20°C et acidifié		1-01-2019
Thiopurinéméthyltransférase (TPMT) PCR	EDTA 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	Tous les 15j.			1-01-2019
Thyroglobuline	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1x/j. 24h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Tocophérol	EDTA	tube à l'abri de la lumière	tube à l'abri de la lumière	Centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.		1 ml de plasma	12-09-2019
Topiramate (anti- épileptique)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	AZ St-Jan Brugge	3semaines max.			1-01-2019
PCR Toxoplasma	Variable	-	-	Frigo (2-8°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE			1-01-2019
Ac anti-Toxoplasmosse IgA	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	UZB		7 jours (1 an si sérothèque)		1-01-2019
Ac anti-syphilis TPHA (index) - Neurosyphilis	LCR	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	Ts les jours sauf WE	-	200 µL	25-05-2022
Transcortine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	1 jour - Frigo (2-8°C) puis - 20°C		1-01-2019
Transferrine	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Transthyréline gène	EDTA 10 ml			T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	2 mois	3 jours à temp ambiante ou frigo		15-11-2023
TRAP 5 b	sec + gel	-	-	Décanter et congeler rapidement	O	CHU Liège				1-01-2019
Trichloroéthanol et ac.trichloroacét (métabolites solvants chlorés)	Urines 20 ml	-	Urines 20 ml	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/15j.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Tricycliques	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
Triglycérides	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Triiodothyronine Libre	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.			1-01-2019
TRILEPTAL (Oxacarbazepine)	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CIT	14 jours			1-01-2019
Trisomie 21 dépistage	Hépa sans gel	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège génétique	1x/sem. 15j max.			1-01-2019
Troponine	Hépa avec gel	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		1h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Trypsine	sec	-	-	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Trypsine BB	-	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	sang séché sur fiche (buvard) disponible au laboratoire	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 14j max.			1-01-2019
Tryptase	sec	collecter 3 temps	collecter 3 temps	Centrifuger et décanter. Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.	le jour même		1-01-2019
TSH	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	15 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
TSH ALPHA (sous unité alpha glycoprotéine)	sec	-	-	Centrifuger et décanter. Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège	1x/mois 31j max.	2 jours - Frigo (2-8°C) / 1 mois à -20°C		1-01-2019
Typage lymphocytaire	Hépa sans gel	EDTA	-	T° amb. (max 28°C) stabilité 24h pas le vendredi	O	CHU Liège	1x/jour 3j max.	2 jours conservé à °t ambiante		1-01-2019
Typage lymphocytaire LCR	LCR	-	LCR	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	5j	1h	8 mL	25-05-2022
Tyrosine (dépistage rapide urines)	Urines 5 ml min	-	Urines 5 ml min	Conservation et transport 4°C	O	CHU Liège génétique	1x/mois			1-01-2019
Uracile - Dihydrouracile	EDTA 10 ml	-	-	Centrifuger, décanter et congeler max 1H après prél	O	CHU Liège génétique				26-08-2021
Urée	sec	Hépa avec gel	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Urée urine 24H	Urines de 24H	-	Urines de 24H	Conservé réfrigéré(2-8°C) pendant le recueil, transport à T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 jours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Uroporphyrinoqène decarboxylase	EDTA	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	3 mois max.			1-01-2019
Vanadium	Hépa sans gel 10 ml	-	-	T° amb. (max 28°C)	O	CHU Liège	1x/sem. 8j max.			1-01-2019
Vancomycine	sec	-	-	T° amb. (max 28°C)	N		4h max.	7 iours - Frigo (2-8°C)		1-01-2019
Vasopressine (ADH)	EDTA sur glace	-	-	centrifuger, décanter et congeler. Transport congelé	O	CHU Liège	1 mois max.			1-01-2019

[illegible]